

Dräger DrugTest 5000 Soluciones para la detección de drogas

Sin pipeteo, ni goteos, ni control de tiempos: Con el Dräger DrugTest 5000, la detección de drogas es rápida y sencilla. La muestra de saliva recogida se puede analizar de inmediato para obtener resultados precisos in situ.



Ventajas

Prueba de detección de drogas con recogida de muestras y análisis en un solo sistema

El sistema de detección de drogas Dräger DrugTest 5000 consta de un sistema de toma de muestras, el Dräger DrugTest 5000 Test Kit, y un analizador, el Dräger DrugTest 5000 Analyzer. Este sistema le proporciona todo lo que necesita para un primer muestreo, tanto en pruebas realizadas in situ como en el punto de cuidados. Le permite saber al instante si una persona está bajo los efectos de las drogas.

Listo para un uso inmediato con el kit de prueba

El kit de prueba Dräger Drugtest 5000 le proporciona un sistema de toma de muestras listo para usar. ¿Desea realizar una prueba a una persona que presenta síntomas de estar bajo los efectos de las drogas? No tiene más que retirar la tapa y entregar el casete de pruebas a la persona que va a examinarse, que recogerá la muestra ella misma.

Fácil y seguro de utilizar, incluso en condiciones adversas

No importa que la situación se complique: puede controlar el analizador con solo tres teclas. Su funcionamiento está guiado por menús. Solo tiene que seguir las instrucciones que se muestran en texto plano.

Toma de la muestra (saliva) higiénica e indolora

La persona examinada debe mover brevemente la parte superior del colector hacia adelante y hacia atrás entre las mejillas y las encías hasta que el indicador integrado señala el final de la toma de la muestra con una decoloración azul. Este procedimiento lleva normalmente menos de un minuto y nunca más de cuatro. La persona examinada le devuelve el casete encapsulado, lo que garantiza que no hay contacto con la muestra de saliva.

Análisis automático que proporciona una rápida respuesta

La detección de la posible presencia de drogas empieza inmediatamente después de recogerse la muestra de saliva. Simplemente deslice el casete de prueba y el cartucho dentro del analizador y el análisis comenzará automáticamente, por lo que podrá atender mejor a la persona examinada. El resultado se visualiza tras unos minutos.

Resultados claros sin margen para interpretaciones

El resultado medido se muestra en la pantalla del dispositivo. Es, por lo tanto, prácticamente imposible malinterpretar el resultado. Cabe la posibilidad de agregar más detalles a los resultados a través del teclado externo, así como guardarlos o imprimirlos directamente a través de la impresora portátil Dräger (opcional).

Ventajas

Otras ventajas del kit de prueba Dräger DrugTest 5000:

- Alto grado de correlación con las muestras de sangre y los límites de detección válidos en Alemania (confirmado por una prueba de campo realizada por la Universidad alemana de Policía).
 - Límite de detección extremadamente bajo para el THC como principal ingrediente activo del cannabis
 - Fácil de usar incluso con guantes de protección
 - Funciona con una tensión de 230 V o con la fuente de alimentación de 12 V del vehículo
 - Fácil de transportar, pesa 4,5 kg (opción disponible con estuche de transporte o con maletín rígido)
 - Disponible en diferentes configuraciones (según el modelo, pueden detectarse varias sustancias al mismo tiempo)
 - Se puede usar a temperaturas de entre 4 °C y 40 °C
 - Se puede guardar en el embalaje original sin deteriorarse a hasta 30 °C
-

Análisis fiable de medicamentos y drogas

El sistema puede detectar las ocho sustancias/clases de sustancias siguientes con límites de detección predefinidos (puntos de corte):

- Anfetaminas
 - Benzodicepinas
 - Delta-9-tetrahidrocannabinol (THC, cannabis)
 - Cocaína
 - Metanfetaminas
 - Opiáceos
 - Metadona
 - Ketamina
-

Dräger SSK 5000: detectar drogas en superficies o en sustancias

¿Desea saber in situ si hay rastros detectables de droga sobre el volante o cerciorarse de la presencia de drogas en una bolsa sospechosa? Resuelva fácilmente ese tipo de dudas tomando una muestra con el kit analizador de superficies Dräger SSK 5000 y transfiriendo la muestra a Dräger DrugTest 5000 Test Kit. A continuación, puede analizar la muestra con el Dräger DrugTest 5000 Analyzer.

Accesorios

ST-3451-2003



Teclados compactos

- con interfaz PS2, las dimensiones son, aprox., 28,2 x 13,2 x 2,4 cm.
- Teclado alemán "QWERTZ", Ref.: 83 15 095
- Teclado inglés "QWERTY", Ref.: 83 15 497
- Teclado francés "AZERTY", Ref.: 83 15 142

ST-8404-2006



Impresora portátil Dräger

La impresora portátil Dräger imprime al momento los resultados de la medición de la prueba de alcoholemia y de drogas.

D-8115-2022



Estuche de transporte para Dräger DrugTest 5000

Práctico estuche de transporte para llevar cómodamente el sistema DrugTest 5000, con espacio para todos los elementos: DrugTest 5000 Analyzer, impresora portátil, teclado, kits de prueba y accesorios.

D-4337-2014



Estuche de transporte rígido

Para un transporte y envío seguro del Dräger Drugtest 5000, p. ej., para su calibración periódica. Dispone de espacio para guardar papel de impresión, boquillas, teclado y cable de alimentación.

Productos relacionados

D-2621-2022



Dräger DrugCheck 3000

Use Dräger DrugCheck 3000 para averiguar en cuestión de minutos si una persona ha consumido ciertas drogas. El test de drogas en saliva (fluido bucal), ligero y compacto, ofrece resultados fiables de manera fácil y económica. El test de drogas no invasivo no requiere el uso de electricidad, por lo que puede emplearse en cualquier lugar.

ST-13226-2007



Dräger DCD 5000

Detección sencilla, rápida y segura de sustancias tóxicas y drogas: El Dräger DCD 5000 no solo permite la fácil recogida de muestras de saliva (fluidos bucales), sino que también pueden guardarse y enviarse al laboratorio para su análisis sin peligro de que puedan manipularse durante el trayecto.

D-6296-2009



Dräger SSK 5000

Ideal para la detección rápida de drogas, el sistema de recogida de muestras Dräger SSK 5000 es rápido y fácil de utilizar. Cuando se utiliza con Dräger DrugTest 5000, la muestra puede transferirse a un casete de prueba para establecer si existe una contaminación por droga. La muestra puede guardarse y transportarse para realizar análisis posteriores.

D-31888-2020



Dräger Alcotest® 5000

El Dräger Alcotest® 5000 es un alcoholímetro profesional que detecta la presencia de alcohol. Este alcoholímetro de alta velocidad le permite realizar numerosas pruebas en muy poco tiempo. Su embudo especial reduce el retroceso del aire espirado al mínimo, evitando así el riesgo de infecciones en las siguientes personas sometidas a las pruebas.

Productos relacionados

D-32068-2020



Dräger Alcotest® 6000

El Dräger Alcotest® 6000 permite al usuario profesional realizar una prueba de alcoholemia con rapidez y precisión. La tecnología de medición de este pequeño y práctico aparato de medición portátil ya se ha probado en todo el mundo y se han vendido más de 1 000 000 de unidades.

ST-150-93-2008



Dräger Alcotest® 7510

Este compacto y robusto alcoholímetro manual está especialmente diseñado para aplicaciones de análisis avanzadas. Resulta ideal para la policía, y para el sector empresarial e industrial como detector de alcohol. El Alcotest® 7510 puede emplearse como evidencia legal en muchos países y mercados.

D-43786-2015



Dräger Alcotest® 9510

Dräger Alcotest® 9510 es un alcoholímetro indicado para aplicaciones evidenciales. Está diseñado para cumplir los requisitos y las leyes nacionales e internacionales (OIML R 126). Alcotest® 9510 supera los estándares de calidad gracias a su tecnología de detección dual, pantalla táctil en color intuitiva y diseño moderno.

Especificaciones técnicas

Tensión de funcionamiento	12 V de tensión directa (con la unidad de alimentación suministrada)
Corriente de alimentación	3 A (normalmente)
Dimensiones (An x Al x Pr)	200 x 260 x 250 mm
Peso	4,5 kg
Rango de funcionamiento	Funcionamiento: De 4 a 40 °C Almacenamiento/transporte: De -20 °C a +60 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Puertos	Óptico para impresora, PS/2, USB esclavo
Tiempo de medición	Según el kit de prueba utilizado (normalmente < 9 minutos) Opcional: análisis en < 5 minutos aumentando el límite de THC a 25 ng/ml (después de actualizar el software del dispositivo)
Capacidad de almacenamiento	500 registros o mediciones
Normas/Homologaciones	Licencia como producto médico dentro de la UE de conformidad con la Directiva 98/79/CE sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro (IVD, por sus siglas en inglés). Fuera de la Unión Europea para uso sin finalidad médica (estándar) o para aplicaciones forenses (conforme con UKCA).

Información para pedidos

Descripción	IVD/Estándar	Unidad de embalaje	Referencia para pedidos
Analizador con fuente de alimentación incluida (83 15 675) y cable de coche de 12 V	IVD	1 analizador	83 19 900
Analizador con fuente de alimentación incluida (83 15 675)	Estándar	1 analizador	83 23 605
Kits de prueba para 8 sustancias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD, KET	IVD Estándar	20 unidades	83 23 646 37 06 092
Kits de prueba para 7 sustancias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET, MTD	IVD Estándar	20 unidades	83 23 156 83 23 636
Kits de prueba para 6 sustancias* COC, OPI, BZO, THC, AMP, MET	IVD Estándar	20 unidades	83 19 830 83 19 965
Kits de prueba para 5 sustancias* COC, OPI, THC, AMP, MET	IVD Estándar	20 unidades	83 23 439 83 21 350
Kits de prueba para entrenamiento (6 kits de prueba cada uno) Kit de prueba de entrenamiento (3 positivos; 3 negativos)		6 unidades	83 23 640
Dräger SSK 5000		20 unidades	83 20 490

Información para pedidos

Teclado compacto, distribución de teclado alemana («QWERTZ»)	1 unidad	83 15 95
Teclado compacto, distribución de teclado inglesa («QWERTY»)	1 unidad	83 15 497
Teclado compacto, distribución de teclado francesa («AZERTY»)	1 unidad	83 15 142
Lector de códigos de barras	1 unidad	AG 02 491
Impresora portátil Dräger	1 unidad	83 19 310
Estuche de transporte para DrugTest 5000 Analyzer y sus accesorios	1 unidad	83 22 675
Maletín rígido de transporte para DrugTest 5000 Analyzer	1 unidad	83 25 333
*COC: Cocaína – *OPI: Opiáceos – *BZO: Benzodiacepinas – *THC: Cannabis – *AMP: Anfetaminas – *MET: Metanfetaminas – *MTD: Metadona – *KET: Ketamina		

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países. Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

ARGENTINA
Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro
Buenos Aires
Tel +54 11 48 36 8310 / Fax -8321

BRASIL
Dräger Safety do Brasil Ltda.
Al. Pucurui - 51 - Tamboré
06460-100 - Barueri - São Paulo
Tel +55 (11) 4689-4900
relacionamento@draeger.com

CHILE
Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo Frei
Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax: -1001

COLOMBIA
Dräger Colombia S.A.
Oficina: Calle 100 #13-21
Oficina 503 Bogotá D.C.
Tel +60 17 94 50 50

ESPAÑA
Dräger Hispania, S.A.U.
Calle Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 90 011 64 24
Fax +34 91 729 48 99
atencionalcliente@draeger.com

MÉXICO
Dräger Safety S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 4000
Fax +52 55 52 61 4132

PERÚ
Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73

PORTUGAL
Dräger Portugal, Lda.
Rua Nossa Senhora da
Conceição, n.º 3, R/c
2790-111 Carnaxide
Tel +351 21 424 17 50
Fax +351 21 155 45 87

Localice a su representante de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

